

お客様各位

協和界面科学株式会社

## Windows 10 のアップデートに関して

平素は当社製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。  
Windows 10 のアップデートに関する注意事項を告知させていただきます。

### 記

#### 1. 対象機種

- ・ 接触角計 DMs-401

※2016年2月以降にご購入いただいた、FAMAS ソフトウェア Ver. 5 以上の装置が対象です。

#### 2. 症状

以下のいずれかの症状が発生する可能性があります

- ①イメージモニタが表示されない
- ②ドライバがインストールできない

#### 3. 対処

- ①Windows Update を行い、最新版にアップデートしてください
- ②最新版でも症状が発生する場合には、当社までお問い合わせください

以上