

接触角計 DropMasterシリーズ(DMo/DMs/他) 消耗品ご案内

2019年11月現在

針 (ステンレス製)

商品No.	505	商品No.	506	商品No.	507	商品No.	508	商品No.	10588
商品名	針 28G	商品名	針 22G	商品名	針 18G	商品名	針 15G	商品名	針 12G
単位	12本/1組	単位	12本/1組	単位	12本/1組	単位	12本/1組	単位	12本/1組
価格	¥6,700	価格	¥6,700	価格	¥6,700	価格	¥6,700	価格	¥7,600
								滑落角測定時の大きな液滴作成に使用 	

テフロンコート針 : 低表面張力試料に対応

商品No.	10586	商品No.	4707	商品No.	510	商品No.	511	商品No.	512
商品名	針 32G	商品名	テフロンコート針 28G	商品名	テフロンコート針 22G	商品名	テフロンコート針 18G	商品名	テフロンコート針 15G
単位	12本/1組	単位	3本/1組	単位	2本/1組	単位	2本/1組	単位	2本/1組
価格	¥10,000	価格	¥7,500	価格	¥7,500	価格	¥7,500	価格	¥7,500
		外観は針28Gと同じです。 目印のくぼみがあります。 							

テフロン針 : 強酸、強アルカリに対応・PP注射筒用

商品No.	8063
商品名	テフロン針 22G × 25mm
単位	3本/1組
価格	¥3,800
	

商品No.	515
商品名	テフロン針 18G × 32mm
単位	5本/1組
価格	¥3,300
	

カテラン針 : ディスポーザブル用・PP注射筒用

商品No.	516
商品名	カテラン針 22G × 33mm
単位	20本/1組
価格	¥5,300
	

商品No.	517
商品名	カテラン針 22G × 33mm
単位	100本/1組
価格	¥23,400
	

商品No.	518
商品名	カテラン針 18G × 33mm
単位	100本/1組
価格	¥23,400
	

上面観測用針 : 上面観測キットTOV-100/TOV-200用

商品No.	8595
商品名	針(TOV) 28G
単位	2本/1組
価格	¥9,800
	

商品No.	7908
商品名	針(TOV) 22G
単位	2本/1組
価格	¥9,800
	

商品No.	8594
商品名	針(TOV) 18G
単位	2本/1組
価格	¥9,800
	

商品No.	8593
商品名	針(TOV) 15G
単位	2本/1組
価格	¥9,800
	

商品No.	8599
商品名	テフロンコート針 (TOV) 28G
単位	2本/1組
価格	¥11,000
外観は針28Gと同じです。 目印のくぼみがあります。 	

三態系用逆針

商品No.	8598
商品名	テフロンコート針 (TOV) 22G
単位	2本/1組
価格	¥11,000
	

商品No.	8597
商品名	テフロンコート針 (TOV) 18G
単位	2本/1組
価格	¥11,000
	

商品No.	8596
商品名	テフロンコート針 (TOV) 15G
単位	2本/1組
価格	¥11,000
	

商品No.	10884
商品名	三態系 逆針 (145ml) 22G
単位	2本/1組
価格	¥14,700
	

商品No.	12170
商品名	三態系 逆針 (145ml) 28G
単位	2本/1組
価格	¥15,200
	

逆針 (ステンレス製) : 高密度液体中の低密度懸滴の界面張力測定用

商品No.	4984
商品名	PD逆針 28G
単位	2本/1組
価格	¥7,500
	

商品No.	4983
商品名	PD逆針 22G
単位	2本/1組
価格	¥7,500
	


商品No.	4982
商品名	PD逆針 18G
単位	2本/1組
価格	¥7,500
	


商品No.	4981
商品名	PD逆針 15G
単位	2本/1組
価格	¥7,500
	

針 内径φ	ステンレス	テフロン
32 G	0.12 mm	-
28 G	0.18 mm	-
22 G	0.47 mm	0.40 mm
18 G	0.95 mm	0.80 mm
15 G	1.30 mm	-
12 G	2.24 mm	-

表記の価格に消費税は含まれておりません。予告なく仕様と価格を変更することがあります。

キャピラリ

商品No.	11015
商品名	キャピラリφ50μm (ストレート)12本組
単位	12本/1組
価格	¥75,000
取付用金具別売	
	

商品No.	7596
商品名	キャピラリφ100μm (ストレート)12本組
単位	12本/1組
価格	¥75,000
取付用金具別売	
	

商品No.	752
商品名	金具CI-2キャピラリ 用(MCA・DM)
単位	1個
価格	¥6,000
キャピラリ取付用	
	


ガラス製注射筒

商品No.	585
商品名	注射筒セット28G
単位	5本/1組
価格	¥13,900
ガラス製(ロック式)注射筒 単体5本 ワッシャ10個 スプリング5本 針28G 5本 のセット	
	

商品No.	584
商品名	注射筒セット22G
単位	5本/1組
価格	¥13,900
ガラス製(ロック式)注射筒 単体5本 ワッシャ10個 スプリング5本 針22G 5本 のセット	
DropMasterシリーズ標準付属	
	

耐熱ガラス製注射筒


商品No.	586
商品名	注射筒 単体
単位	10本/1組
価格	¥18,900
	

商品No.	502
商品名	高温用注射筒
単位	24本/1組
価格	¥26,200
ヒータ式ディスペンサ用 別売のワッシャ、特殊スプリングが必要	
	

PP注射筒(ポリプロピレン製): ディスポーザブル用

商品No.	403
商品名	PP注射筒セット 22G
単位	20本/1組
価格	¥9,700
ポリプロピレン製注射筒とステンレス針 PP注射筒 単体20本 カテラン針22G(516) 20本 特殊スプリング20個 のセット	
	

商品No.	404
商品名	PP注射筒セット 18G
単位	20本/1組
価格	¥9,700
ポリプロピレン製注射筒とステンレス針 PP注射筒 単体20本 カテラン針18G 20本 特殊スプリング20個 のセット	
	

商品No.	405
商品名	PP注射筒 単体
単位	100本/1組
価格	¥8,200
別売の特殊スプリングが必要	
	

ディスペンサ


商品No.	6144
商品名	ディスペンサ MD-100
単位	1個
価格	お問い合わせください
DropMasterシリーズ標準付属	
	

ワッシャ

商品No.	587
商品名	注射筒用 ワッシャ
単位	20個/1組
価格	¥1,800
	

スプリング


商品No.	562
商品名	注射筒用 スプリング
単位	10本/1組
価格	¥2,400
	

商品No.	497
商品名	特殊スプリング (PP用・加熱用)
単位	5本/1組
価格	¥1,800
PP注射筒、 高温用注射筒に対応	
	

水準器

商品No.	1198
商品名	丸型水準器
単位	1個
価格	¥2,700
DropMasterシリーズ標準付属	
	

懸滴法測定用


商品No.	713
商品名	ガラスセル (石英)
単位	2個/1組
価格	お問い合わせください
内径: 約20mm	
	

三態系用

商品No.	12232
商品名	三態系セル (145ml)
単位	1個
価格	お問い合わせください
内寸: 約96(W)×46(D)×33(H)mm	
	

商品No.	10879
商品名	三態系サンプル台 (正/145ml)
単位	1個
価格	お問い合わせください
	

商品No.	10878
商品名	三態系サンプル台 (逆/145ml)
単位	1個
価格	お問い合わせください
	

商品No.	395
商品名	三態系 マグネット
単位	3個/1組
価格	お問い合わせください
	

表記の価格に消費税は含まれておりません。予告なく仕様と価格を変更することがあります。

-P.2-

協和界面科学株式会社

国内営業部

〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702