



表面張力計 DyneMasterシリーズ 消耗品ご案内

2021年10月現在

測定子(プレート)

商品No.	773
商品名	白金プレート
単位	1枚
価格	¥89,000
DYシリーズ標準付属 	

商品No.	771
商品名	ガラスプレート (プレートのみ)
単位	20枚/1組
価格	¥39,000
ディスプレイザブル用 別売の専用ホルダと セットで使用 	


商品No.	9288
商品名	ガラスプレート ホルダ
単位	1個
価格	¥48,000
商品No.771と セットで使用 	


測定子(リング)

商品No.	86166
商品名	白金リング02
単位	1個
価格	¥118,600
注:加熱/冷却 オプション との併用不可 ASTM:D971、 ISO:6889、 IEC:6296に準拠 	

商品No.	86167
商品名	白金リング 矯正器02
単位	1個
価格	¥39,000
白金リングの 形状修正に使用 	

フック

商品No.	6947
商品名	小フック (DY-200/300)
単位	1個
価格	¥2,000
DYシリーズ標準付属 	

商品No.	7020
商品名	延長フック(DY-500/700・ PW・DCA)
単位	1個
価格	¥2,000
DYシリーズ標準付属 	

シャーレ

商品No.	1196
商品名	ガラスシャーレ セット
単位	2個/1組
価格	¥2,300
DYシリーズ標準付属 外寸:約φ64×19(H)mm 内寸:約φ59×17(H)mm 	

商品No.	827
商品名	界面張力用 シャーレ
単位	2個/1組
価格	¥5,900
液体と液体の界面張力測定用 外寸:約φ60×45(H)mm 内寸:約φ55×43(H)mm 	

商品No.	780
商品名	耐薬品 テフロンシャーレ
単位	1個
価格	¥19,500
強アルカリなどガラスで使用できない液体試料 に対応。 外寸:約φ55×13(H)mm 内寸:約φ50×10(H)mm 	

商品No.	779
商品名	1cc テフロンシャーレ
単位	1個
価格	¥6,700
絶対量が少ない液体試料に対応。 外寸:約40(W)×10(D)×10(H)mm 	

商品No.	831
商品名	目盛入 ガラスシャーレ
単位	1個
価格	¥9,400
DY-300(沈降性測定用) DY-500/700/PW-500/DCA-700用 外寸:約φ60×60(H)mm 内寸:約φ55×57.5(H)mm 	

商品No.	7277
商品名	φ30ガラスシャーレ
単位	2個/1組
価格	¥1,600
蒸発速度測定用 外寸:約φ32×15(H)mm 内寸:約φ27×13.5(H)mm 	

温度制御関連

商品No.	800
商品名	ガラス蓋 (DY-200/300・CB)
単位	1個
価格	¥34,000
DY-200/300温度制御ステージ用 注:購入の際はステンレス蓋の引取調整が必要。 	

商品No.	801
商品名	ステンレス蓋(DY- 200/300・CB)
単位	1個
価格	¥32,000
DY-200/300温度制御ステージ用 注:購入の際はガラス蓋の引取調整が必要。 	


商品No.	10598
商品名	ガラス蓋(DY-500/700・ PW・DCA)
単位	2個/1組
価格	¥78,000
DY-500/700・PW・DCA 温度制御ステージ用 ※1 	

※1 DY-500/700・PW・DCAで温度制御にガラス蓋をご使用の際、シャーレは目盛入ガラスシャーレをご使用ください。
表記の価格に消費税は含まれておりません。 予告なく仕様と価格を変更することがあります。

測定キット関連消耗品

商品No.	7270
商品名	比重びん
単位	1個
価格	¥2,800
※びんのみ	
	

商品No.	7269
商品名	比重びん吊り下げひも
単位	1本
価格	¥1,300
※ひものみ	
	

商品No.	7279
商品名	テフロンカラム 5本組
単位	1組
価格	¥7,000
粉体接触角測定用	
	

商品No.	8077
商品名	テフロンカラム用口金
単位	1個
価格	¥4,700
粉体接触角測定用	
	

商品No.	8092
商品名	テフロンカラム用口金 Oリング
単位	1組
価格	¥1,400
粉体接触角測定用(1組5個入) テフロンカラム用口金用消耗品	
	

商品No.	7175
商品名	カラムホルダ
単位	1個
価格	¥15,700
粉体接触角測定用	
	

商品No.	7221
商品名	粉体測定用濾紙
単位	1組
価格	¥6,500
粉体接触角測定用(1組100枚入)	
	


商品No.	7174
商品名	圧縮補助棒
単位	1本
価格	¥10,300
粉体接触角測定用	
	

商品No.	8068
商品名	防散セット
単位	1組
価格	¥28,200
粉体接触角測定用(防散シャフト・カラー・ゴムワッシャーのセット)	
	

商品No.	8069
商品名	防散シャフト
単位	1本
価格	¥9,200
粉体接触角測定用	
	

商品No.	8070
商品名	防散つば付きカラー
単位	1組
価格	¥19,700
粉体接触角測定用(1組5個入)	
	

商品No.	8071
商品名	防散ゴムワッシャー
単位	1組
価格	¥1,800
粉体接触角測定用(1組5個入)	
	

商品No.	7271
商品名	カラムスタンド
単位	1個
価格	¥2,300
粉体接触角測定用	
	

商品No.	8450
商品名	シリンジ組 5ml (CMC)
単位	1組
価格	¥51,900
CMC 測定用	
	

商品No.	8451
商品名	シリンジ組 10ml (CMC)
単位	1組
価格	¥51,900
CMC 測定用	
	

商品No.	8452
商品名	シリンジ組 20ml (CMC)
単位	1組
価格	¥51,900
CMC 測定用	
	

その他

商品No.	784
商品名	校正用分銅
単位	2個/1組
価格	¥10,900
DYシリーズ標準付属 規格:1級分銅	
	

商品No.	7214
商品名	校正用分銅(100g)
単位	1個
価格	¥16,000
規格:E2級分銅	
	

商品No.	7216
商品名	ピンセット(大)
単位	1個
価格	¥12,500
DY-500・PW標準付属 100g分銅用ピンセット	
	

商品No.	796
商品名	アルコールランプ
単位	1個
価格	¥1,700
DYシリーズ標準付属	
	

表記の価格に消費税は含まれておりません。 予告なく仕様と価格を変更することがあります。

協和界面科学株式会社

国内営業部

〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702