

表面張力計 DyneMasterシリーズ オプションご案内

2019年2月現在

温度制御関連

商品No.	762
商品名	ヒータ式ステージシステム (DY-300・CB)
単位	1式
液体の温度制御用ステージと温度コントローラ。常温～150℃対応 	

商品No.	7278
商品名	ヒータ式ステージシステム (DY-500/700・PW・DCA)
単位	1式
	

商品No.	763
商品名	ジャケット式ステージセット (DY-300・CB)
単位	1式
液体の温度制御用ステージ。約10～70℃対応。温・冷水循環器と表面温度計が必要。 	


商品No.	390
商品名	温・冷水循環器 4VT
単位	1台
	

商品No.	6961
商品名	環境温湿度計
単位	1台
USB接続※2 	


商品No.	10952
商品名	表面温度計φ1.6 ST-31(DY-300)
単位	1台
USB接続※2 ACアダプタ付属 	

測定キット

商品No.	6864
商品名	液体密度測定キット
単位	1式
比重びん、比重びん吊り下げひものセット 	

商品No.	7110
商品名	固体密度測定キット
単位	1式
固体密度測定用下皿、別途、目盛入ガラスシャーレをご用意ください。 	

商品No.	7109
商品名	沈降性測定キット
単位	1式
沈降性測定子、目盛入ガラスシャーレのセット 	

商品No.	7111
商品名	蒸発速度測定キット
単位	1式
蒸発速度測定用吊り下げ皿、φ30ガラスシャーレのセット ※DY-500/PW-500は、シャーレのみご購入ください。 	

商品No.	6963
商品名	粉体測定キット
単位	1式
粉体圧縮器、テフロンカラム、他のセット (ソフトウェアは別途) 	

商品No.	7107
商品名	動的前進角・後退角測定キット
単位	1式
サンプルホルダ、目盛入ガラスシャーレのセット (ソフトウェアは別途) 	

商品No.	7242
商品名	サンプルホルダ
単位	1組
紙類接触角・浸透重量速度測定、紙類密度測定、ディップコート機能 	

商品No.	7112
商品名	自動CMC測定キット
単位	1式
ソフトウェア含む DY-500/700 PW-500 DCA-700用 USB接続 ※2 	

※1 DY-500/700・PW・DCAで温度制御にガラス蓋をご使用の際、シャーレは目盛入ガラスシャーレをご使用ください。

※2 USB接続が必要な商品についてはポートの空きをご確認ください。

予告なく仕様を変更することがあります。

協和界面科学株式会社

国内営業部

〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702