

# 表面張力計 DyneMasterシリーズ オプションご案内

2024年6月現在

## 温度制御関連

商品No.	762	商品No.	7278	商品No.	763	商品No.	390
商品名	ヒータ式ステージシステム (DY-300・CB)	商品名	ヒータ式ステージシステム (DY-500/700・PW・DCA)	商品名	ジャケット式ステージセット (DY-300・CB)	商品名	温・冷水循環器 4VT
単位	1式	単位	1式	単位	1式	単位	1台
液体の温度制御用ステージと温度コントローラ。常温～150℃対応 				液体の温度制御用ステージ。約10～70℃対応 温・冷水循環器と表面温度計が必要。 			

商品No.	10952
商品名	表面温度計 φ1.6 ST-31 (DY-300)
単位	1台
USB接続※2 ACアダプタ付属 	

## 測定キット

商品No.	6864	商品No.	7110	商品No.	7109	商品No.	7111
商品名	液体密度測定キット	商品名	固体密度測定キット	商品名	沈降性測定キット	商品名	蒸発速度測定キット
単位	1式	単位	1式	単位	1式	単位	1式
比重びん、比重びん吊り下げひものセット 		固体密度測定用下皿、別途、目盛入ガラスシャーレをご用意ください。 φ44mm		沈降性測定子、目盛入ガラスシャーレのセット 		蒸発速度測定用吊り下げ下皿、φ30ガラスシャーレのセット ※DY-500および2020年11月以降にDY-700を納入されたお客様はシャーレのみご購入ください。 φ50mm	

商品No.	6963	商品No.	7107	商品No.	7242	商品No.	86318
商品名	粉体測定キット	商品名	動的前進角・後退角測定キット	商品名	サンプルホルダ	商品名	自動CMC測定キット 02
単位	1式	単位	1式	単位	1組	単位	1式
粉体圧縮器、テフロンカラム、他のセット (ソフトウェアは別途) 		サンプルホルダ、目盛入ガラスシャーレのセット (ソフトウェアは別途) 		紙類接触角・浸透重量速度測定、紙類密度測定、ディフコート機能 		ソフトウェア含む DY-500/700 USB接続 ※2 UCB-3000-20 	

※1 DY-500/700で温度制御にガラス蓋をご使用の際、シャーレは目盛入ガラスシャーレをご使用ください。

※2 USB接続が必要な商品についてはポートの空きをご確認ください。

予告なく仕様を変更することがあります。

協和界面科学株式会社

国内営業部

〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702