




粘着・皮膜剥離解析装置 VPAシリーズ オプション品ご案内

2020年12月現在

温度制御関連

商品No.	12016	商品No.	12003
商品名	ヒータ式ステージシステム(VPA-H100)	商品名	ヒータ式ステージシステム(VPA-H200)
単位	1式	単位	1式
常温～180℃対応 剥離観察システムと併用不可 写真はH200用			


商品No.	12017	商品No.	12020
商品名	ジャケット式ステージ(VPA-H100)	商品名	ジャケット式ステージ(VPA-H200)
単位	1式	単位	1式
10～70℃対応 剥離観察システムと併用不可 写真はH200用			


商品No.	390
商品名	温冷水循環器4VT
単位	1台
	


商品No.	10955
商品名	表面温度計φ12 ST-51(DM・TS・VPA)
単位	1式
ACアダプタ付属 	


商品No.	7487
商品名	マニュアルローラ(圧着ローラ)
単位	1本
JIS Z0237に準拠した試験片圧着ローラ 	


計測ユニット


商品No.	11613
商品名	計測ユニット 100N (VPA-H)
単位	1式
分銅2000gを含む 	

商品No.	11612
商品名	計測ユニット 50N (VPA-H)
単位	1式
分銅2000gを含む 	

商品No.	11611
商品名	計測ユニット 10N (VPA-H)
単位	1式
分銅1000gを含む 	

商品No.	11610
商品名	計測ユニット 5N (VPA-H)
単位	1式
分銅500gを含む 	

商品No.	11609
商品名	計測ユニット 1N (VPA-H)
単位	1式
分銅100g・管理用分銅・ワイヤ・管理用ワイヤ等を 	


商品No.	11607
商品名	計測ユニット 0.1N (VPA-H)
単位	1式
分銅10g・管理用分銅・ワイヤ・管理用ワイヤ等を含む 	


引張試験用

商品No.	12027	商品No.	12019
商品名	引張試験用治具(VPA-H100)	商品名	引張試験用治具(VPA-H200)
単位	1式	単位	1式
計測ユニット:100N・50N対応、剥離観察システムと併用不可 写真はH200用 			


チャック

商品No.	12005
商品名	エアチャック(VPA-H)
単位	1式
計測ユニット:100N・50N対応 別途コンプレッサが必要 	


商品No.	828
商品名	コンプレッサ
単位	1式
YC-3R オイルレスタイプ ON OFF 0.4～0.55Mpa. 	

商品No.	12026	商品No.	12140
商品名	チャック(VPA-H100)	商品名	チャック(VPA-H200)
単位	1式	単位	1式
計測ユニット:100N・50N・10N・5N対応 写真はH200用 			


安全カバーインターロック


商品No.	11950	
商品名	安全カバーインターロック(VPA-H)	
単位	1式	
本体ご導入時のみ対応 剥離観察システムと組合せ不可		

180度専用ステージ

商品No.	12021	商品No.	12022
商品名	180度専用ステージ(VPA-H100)	商品名	180度専用ステージ(VPA-H200)
単位	1式	単位	1式
剥離観察システムと併用不可 写真はH200用			

剥離観察

商品No.	11978	
商品名	剥離観察システム(VPA-H)	
単位	1式	
併用不可: 安全カバーインターロック ヒータ式ステージシステム ジャケット式ステージ 引張試験用治具 180度専用ステージ		フレームレート: 30FPS

商品No.	11990	商品No.	11979
商品名	剥離観察ステージ(VPA-H100)	商品名	剥離観察ステージ(VPA-H200)
単位	1式	単位	1式
剥離観察用試料台とプレート3種のセット プレート: アクリル(クリア・黒) 230×50×4(t)mm ガラス230×50×3(t)mm			
写真はH200用			

表記の価格に消費税は含まれておりません。

予告なく仕様と価格を変更することがあります。

協和界面科学株式会社

国内営業部 〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702