





ゼータ電位計 ZetaProbe & AcoustoSizer II x オプション品ご案内





2026年1月現在

高濃度ゼータ電位測定装置 ZetaProbe

商品No.	86961	商品No.	86962	商品No.	86964	商品No.	86965
商品名	オールテフロン275mL 底面スターラー	商品名	ジャケット式275mL 底面スターラー ガラスカップ	商品名	ジャケット式 マグネチックスターラー ガラスカップキット	商品名	30mL小容量静的測定 サンプルカップキット
単位	1式	単位	1式	単位	1式	単位	1式
壁面・ 底面		10～50℃ 壁面ホウケイ 酸塩ガラス、 底面PP、 プロペラSUS		10～50℃ ガラスビーカー、 サポートベース ●マグネチック スターラーサンプル カップキットと 組み合わせて 使用		30mLPTFE カップ 沈降しない 試料用	

商品No.	86971
商品名	タイトレーション オプション
単位	1式
濃度・電位差 滴定用	

高濃度粒子径・ゼータ電位測定装置 AcoustoSizer II x

商品No.	86968	商品No.	86969	商品No.	86970	商品No.	87509
商品名	ハイトルクオーバー ヘッドミキサー	商品名	オートマチックタイト レーションモジュール	商品名	小容量サンプルキット	商品名	ジャケット式サンプル カップ
単位	1式	単位	1式	単位	1式	単位	1式
高粘度・ 高沈降性 試料用		濃度・電位差 滴定用		25～50mL（ご相談ください） 	試料の 温度制御用		

消耗品については、別途お問い合わせください。

予告なく仕様を変更することがあります。

協和界面科学株式会社

国内営業部 〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702