

ゼータ電位計 ZetaProbe & AcoustoSizer II x オプション品ご案内




2017年4月現在

高濃度ゼータ電位測定装置 ZetaProbe

| | | | |
|--|--|--|---|
| 商品No. 8172 | 商品No. 8173 | 商品No. 8174 | 商品No. 8175 |
| 商品名 275mL 底面スターラー サンプルカップ | 商品名 オールテフロン275mL 底面スターラー サンプルカップ | 商品名 ジャケット式275mL 底面スターラー ガラスカップ | 商品名 マグネチック スターラー サンプルカップキット |
| 単位 1式 | 単位 1式 | 単位 1式 | 単位 1式 |
| 壁面PTFE、 底面PP、 プロペラSUS  | 壁面・ 底面PTFE、 プロペラSUS  | 10～50℃ 壁面ホウケイ 酸塩ガラス、 底面PP、 プロペラSUS  | PPビーカー、 スターラーベース、 回転子キット、 センターリング  |

| | | |
|--|---|--|
| 商品No. 8176 | 商品No. 8177 | 商品No. 11258 |
| 商品名 ジャケット式 マグネチックスターラー ガラスカップキット | 商品名 30mL小容量静的測定 サンプルカップキット | 商品名 タイトレーション オプション |
| 単位 1式 | 単位 1式 | 単位 1式 |
| 10～50℃ ガラスビーカー、 サホートベース ●マグネチック スターラーサンプル カップキットと 組み合わせて 使用  | 30mLPTFE カップ 沈降しない 試料用  | 濃度・電位差 滴定用  |

高濃度粒子径・ゼータ電位測定装置 AcoustoSizer II x

| | | |
|--|--|---|
| 商品No. 9551 | 商品No. 9552 | 商品No. 9553 |
| 商品名 ハイトルクオーバー ヘッドミキサー | 商品名 オートマチックタイト レーションモジュール | 商品名 小容量サンプルキット |
| 単位 1式 | 単位 1式 | 単位 1式 |
| 高粘度・ 高沈降性 試料用  | 濃度・電位差 滴定用  | 25～50mL (ご相談ください)  |

消耗品については、別途お問い合わせください。

予告なく仕様を変更することがあります。

協和界面科学株式会社

国内営業部 〒352-0011 埼玉県新座市野火止5-4-41 TEL. 048-483-2091 FAX. 048-483-2702